

Anti-Kdm7A Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q3Uwm4

Artikelnummer: CM0029883

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen KDM7A, eine Histon-Demethylase, die für die Gehirnentwicklung entscheidend ist. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität in Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM7A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Spezies	Maus
GeneID (Human)	80853
GeneID (Maus)	338523
Immunogen	Synthetisches Peptid oder rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 417-735 der Maus-KDM7A (NP_001028602.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q3UWM4
Proteingewicht	92kDa/106kDa
Versand	Eistüte