

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Kdm7A-Antikörper Für Wb, Elisa - Q3Uwm4

Artikelnummer: CM0013136

Einführung

Kaninchen-polyklonaler KDM7A-Antikörper für Western Blot (WB) und ELISA, kreuzreaktiv mit dem Menschen. Die lysinspezifische Demethylase 7A reguliert die Histonmethylierung und ist für die Gehirnentwicklung sowie die Chromatindynamik essenziell.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM7A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	Jhdm1d; mKIAA1718; A630082K20Rik; KDM7A
Art	Maus
GeneID (Mensch)	80853
GeneID (Maus)	338523
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz entsprechend den Aminosäuren 100-200 der murinen KDM7A (NP_001028602.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q3UWM4
Proteingewicht	106 kDa
Versand	Kühlakku