


Kdm8 (Jmjd5) Anti-Körper Kaninchen Polyklonal Für Wb, Elisa - Q8N371

Artikelnummer: CM0016821



Einführung

KDM8 (JMJD5) polyklonaler Antikörper aus Kaninchen für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit Mensch und Maus. Ideal für Studien zu Chromatinbiologie, Zellzyklus und zirkadianen Rhythmen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KDM8 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	JMJD5; KDM8
Art	Mensch
Gen-ID	79831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 147-416 von menschlichem KDM8 (NP_079049.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q8N371
Proteingewicht	47kDa
Versand	Eispackung