

Anti-Keap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14145

Artikelnummer: CM0023531



Einführung

Hochwertiger kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen KEAP1, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zu oxidativem Stress und dem NRF2-Signalweg. SWISS: Q14145.

[Mehr erfahren](#)

Spezifikation	Detail
Produktname	KEAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9817
Gen-ID	9817
Immunogen	Synthetisches Peptid. Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 301-400 von menschlichem KEAP1 (NP_036421.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14145
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel