

Anti-Keap1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q14145

Artikelnummer: CM0019198



Einführung

Dieser kaninchenpolyklonale Antikörper richtet sich gegen menschliches KEAP1 (Kelch-like ECH-associated protein 1), den Sensor für oxidativen Stress. Geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KEAP1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	INrf2; KLHL19; KEAP1
Spezies	Mensch
GenID	9817
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 320-510 von menschlichem KEAP1 (NP_036421.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14145
Proteingewicht	70kDa
Versand	Eisbeutel