

Anti-Khdrbs1/Sam68 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q07666

Artikelnummer: CM0029864



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches KHDRBS1/Sam68 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt Mensch, Maus, Ratte. Wichtige Rollen in der Signaltransduktion, alternativem Spleißen und Zellzyklusregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHDRBS1/Sam68 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p62; p68; Sam68; KHDRBS1/Sam68
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	10657
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07666
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel