

Anti-Khdrbs2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q5Vwx1

Artikelnummer: CM0028552

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes KHDRBS2 (SLM1/SLM-1) gerichtet ist, für Anwendungen im Western Blot, IHC-P und ELISA. Validiert in humanen und murinen Proben. Ideal für Studien zum alternativen Spleißen und zur RNA-Bindung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHDRBS2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SLM1, SLM-1, KHDRBS2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	202559
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 200 bis zum C-Terminus von humanem KHDRBS2 (NP_689901.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q5VWX1
Proteinmasse	39kDa
Versand	Eisbeutel