

Anti-Khdrbs3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075525

Artikelnummer: CM0029446



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KHDRBS3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Ideal für die Erforschung der Regulation des alternativen Spleißens und der Funktionen RNA-bindender Proteine.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHDRBS3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	Etle; SALP; SLM2; SLM-2; TSTAR; T-STAR; etoile; KHDRBS3
Spezies	Human
Gen-ID	10656
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 177-346 von humanem KHDRBS3 (NP_006549.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	075525
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche