

Anti-Khk Rabbit Polyclonal Antibody Für Wb, Elisa - P50053

Artikelnummer: CM0026073



Einführung

KHK Rabbit Polyclonal Antibody für WB, ELISA, reagiert mit Human, Maus und Ratte. Das Ziel ist Ketohexokinase (hepatische Fructokinase), die am Fruktosestoffwechsel beteiligt ist. Ideal für die Kohlenhydratstoffwechsel- und Kinasenforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KHK Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	FRUCTU; KHK
Spezies	Human
GenID (Human)	3795
GenID	3795
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-298 von humanem KHK (NP_000212.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P50053
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel