

Anti-Ki67 Rabbit Polymab® (Ko Validiert) Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - E9Pvx6

Artikelnummer: CM0005030

Einführung

Ki67 Rabbit PolymAb® (KO validiert), ein unverzichtbares Werkzeug für Studien zur Zellproliferation. Reagiert mit humanem, murinem und rattem Ki67. Validiert für WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. ~350kDa Protein. - E9PVX6

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO Validiert] Ki67 Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Alias	KIA; MIB-; MIB-1; PPP1R105
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	17345
Gen-ID	17345
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 2271-2370 von humanem Ki67 (NP_002408.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	E9PVX6
Proteingewicht	350kDa/359kDa
Versand	Eisbeutel