

Anti-Kiaa0513 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O60268

Artikelnummer: CM0019122

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes KIAA0513 (nicht charakterisiertes Protein KIAA0513), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte, geeignet für neurowissenschaftliche und Hirnprotein-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	KIAA0513 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA0513
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9764
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-301 von humanem KIAA0513 (NP_001273494.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	O60268
Proteingewicht	47 kDa
Versand	Eisbeutel