

Anti-Kiaa1456 Polyklonaler Antikörper Für Wb - Q9P272

Artikelnummer: CM0024142

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen KIAA1456/TRMT9B, eine wahrscheinliche tRNA-Methyltransferase mit Tumorsuppressor-Funktion. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Krebs- und Epitranskriptomik-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIAA1456 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIAA1456; C8orf79; TRM9L
Spezies	Human
GeneID	57604
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 150-250 von humanem KIAA1456 (NP_065895.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P272
Proteingewicht	14 kDa
Versand	Eistasche