

Anti-Kiaa1524 (Cip2A) Kaninchen-Poliklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q8Tcg1

Artikelnummer: CM0015031



Einführung

Kaninchen-poliklonaler Antikörper gegen humanes KIAA1524 (CIP2A), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien zur PP2A-Hemmung, MYC-Stabilisierung und Genominstabilitätsforschung an Proben von Menschen, Mäusen und Ratten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIAA1524 Rabbit pAb
Anmerkungen/Alias	p90; NOCIVA; KIAA1524
Art	Mensch
GenID (Mensch)	57650
GenID	57650
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 681-905 des humanen KIAA1524 (NP_065941.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Poliklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q8TCG1
Proteinmasse	102 kDa
Versand	Eisbeutel