

Polyklonaler Anti-Kif13A-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9H1H9

Artikelnummer: CM0013709

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes KIF13A, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit humanem und murinem KIF13A. Geeignet zur Untersuchung des kinesinvermittelten intrazellulären Transports, der Melanosomenbiogenese und der Zytokinese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF13A-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	RBKIN; bA500C11.2; KIF13A
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	63971
GeneID	63971
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1300-1600 des humanen KIF13A entspricht (NP_001099036.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9H1H9
Proteingewicht	202 kDa
Versand	Kühlakku