

Anti-Kif14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q15058

Artikelnummer: CM0015068

Einführung

Anti-KIF14 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-KIF14. Geeignet für die Erforschung von Zellteilung, Zytokinese und Apoptose. Ideal für Studien zur Mikrotubuli-Motorfunktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF14 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	MKS12, MCPH20, KIF14
Spezies	Human
Gen-ID	9928
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1399-1648 von humanem KIF14 (NP_055690.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q15058
Proteingewicht	186kDa
Versand	Eisbeutel