

Anti-Kif17 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9P2E2

Artikelnummer: CM0019129

Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KIF17, validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-KIF17. Ideal für die Erforschung des ziliären Transports und neuronalen Transports.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF17 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIF3X; KLP-2; OSM-3; KIF17B; KIF17
Spezies	Human
GenelD (Human)	57576
GenelD	57576
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 360-660 von humanem KIF17 (NP_001116291) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9P2E2
Proteingewicht	115kDa
Versand	Eistasche