

Anti-Kif1C Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 043896

Artikelnummer: CM0023759



Einführung

KIF1C Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB- und ELISA-Anwendungen validiert wurde und KIF1C von Mensch, Maus und Ratte nachweist. Ideal für Studien zum retrograden Golgi-ER-Transport und zur Funktion von Mikrotubuli-Motoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF1C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SAX2; LTXS1; SATX2; SPAX2; SPG58; KIF1C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	10749
GenID	10749
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 810-960 des menschlichen KIF1C (NP_006603.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O43896
Proteingewicht	123 kDa
Versand	Eisbeutel