

## Anti-Kif20A-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 095235

Artikelnummer: CM0015901



### Einführung

KIF20A-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt ein 100 kDa Protein, das an der Mitose und der Golgi-Dynamik beteiligt ist. Ideal für die Zellbiologie und Onkologie-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KIF20A Rabbit pAb                                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Alias | RCM6; MKLP2; RAB6KIFL; KIF20A                                                                                                                               |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 10112                                                                                                                                                       |
| GenID             | 10112                                                                                                                                                       |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 591-890 von menschlichem KIF20A (NP_005724.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                                                   |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                      |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                                                   |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                         |
| SWISS             | O95235                                                                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 100kDa                                                                                                                                                      |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                                                   |