

Anti-Kif20B Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96Q89

Artikelnummer: CM0015843

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KIF20B, spezifisch für dessen C-terminale Region. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung von Zytokinese, neuronaler Polarisierung und Blasenkrebs.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF20B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CT90, MPP1, KRMP1, MPP-1, MPHOSPH1, KIF20B
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	9585
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1200-1500 von humanem KIF20B enthält (NP_057279.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q96Q89
Proteingewicht	211kDa
Versand	Eisbeutel