

Anti-Kif22 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14807

Artikelnummer: CM0023540



Einführung

Dieser polyklonale Kaninchen-Antikörper gegen KIF22 (KID, KNSL4) detektiert humane und murine Proben. Geeignet für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Ziel ist ein mitotisches kinesinähnliches Protein; nützlich für Zellteilungs- und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF22 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KID; OBP; KNSL4; OBP-1; OBP-2; SEMDJL2; A-328A3.2; KIF22
Spezies	Human
GeneID (Human)	3835
GeneID	3835
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 456-665 von humanem KIF22 entspricht (NP_015556.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q14807
Proteingewicht	73kDa
Versand	Eistasche