

## Anti-Kif23 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q02241

Artikelnummer: CM0009966



### Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen menschliches KIF23 (MKLP1), validiert für Western Blotting (WB), Immunpräzipitation (IP) und ELISA. Erkennt KIF23 von Mensch und Ratte, mit einem vorhergesagten Molekulargewicht von ~110 kDa. Geeignet für Studien zu Zytokinese und Zellteilung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                        |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | KIF23 Kaninchen mAb                                                                                                         |
| Bemerkungen/Aliase | CDA3; CHO1; CDAN3; KNSL5; MKLP1; CDAIII; CDAN3A; MKLP-1; KIF23                                                              |
| Art                | Mensch                                                                                                                      |
| GenID (Mensch)     | 9493                                                                                                                        |
| GenID              | 9493                                                                                                                        |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 801-960 von menschlichem KIF23 (Q02241) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                   |
| Kategorie          | Monoklonale Antikörper                                                                                                      |
| Anwendung          | WB, IP, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Ratte                                                                                                               |
| SWISS              | Q02241                                                                                                                      |
| Proteingewicht     | 110kDa                                                                                                                      |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                   |