

Anti-Kif2A Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O00139

Artikelnummer: CM0019989



Einführung

KIF2A Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot (WB) und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten KIF2A (~80 kDa). Geeignet für Mitose- und neuronale Entwicklungsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF2A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HK2; KIF2; CDCBM3; KIF2A
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3796
Gen-ID	3796
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 30-220 von humanem KIF2A (NP_004511.2) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O00139
Proteingewicht	80 kDa
Versand	Eistasche