


Anti-Kif2C/Mcak Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99661

Artikelnummer: CM0005145



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes KIF2C/MCAK (Kinesin-ähnliches Protein KIF2C, mitotisches Zentromer-assoziiertes Kinesin). Geeignet für WB und ELISA. Forschungsanwendung in Mitose, Chromosomensegregation und Kinetochor-Mikrotubuli-Dynamik.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF2C/MCAK Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MCAK; CT139; KNSL6; KIF2C/MCAK
Spezies	Human
GeneID (Human)	11004
GeneID	11004
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KIF2C/KIF2C/MCAK (Q99661) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q99661
Protein-Gewicht	81kDa
Versand	Eisbeutel