

Anti-Kif3A Polyclonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Y496

Artikelnummer: CM0029767

Einführung

KIF3A Kaninchen-Polyclonaler Antikörper für Anwendungen WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Detektiert KIF3A, ein Mikrotubulus-Motorprotein, das an der Bildung primärer Zilien und dem intrazellulären Transport beteiligt ist. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF3A Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	FLA10; KLP-20; KIF3A
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	11127
Gen-ID	11127
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 430-699 des menschlichen KIF3A (NP_008985.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y496
Proteinmasse	80kDa
Versand	Eisbeutel