

Anti-Kif3A Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Y496

Artikelnummer: CM0012500

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes KIF3A, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung des Zilientransports, der Zentriolenfunktion und der Hedgehog-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF3A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	FLA10; KLP-20; KIF3A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	11127
GenID	11127
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 600-699 von humanem KIF3A (Q9Y496) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y496
Proteingewicht	80kDa
Versand	Eisbeutel