


Anti-Kif4A Monoklonaler Antikörper Für Wb - 095239

Artikelnummer: CM0010712



Einführung

KIF4A Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für Western Blot, IHC-P und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges KIF4A. Ideal für die Untersuchung der Chromosomensegregation und der Zytokinese während der Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF4A Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KIF4; KIF4G1; MRX100; XLID100; KIF4A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	24137
GenID	24137
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KIF4A (095239) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O95239
Proteingewicht	140kDa
Versand	Eisbeutel