


Anti-Kif5A Kaninchen Polyclonal Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q12840

Artikelnummer: CM0028962



Einführung

Anti-KIF5A Kaninchen Polyclonal Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA gegen Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf neuronenspezifische Kinesin-Schwerketten, anwendbar in der Neurobiologie und bei axonalen Transportstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF5A Kaninchen pAb
Anmerkungen/Alias	NKHC; ALS25; MY050; NEIMY; SPG10; D12S1889; KIF5A
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3798
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 933-1032 von menschlichem KIF5A (NP_004975.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q12840
Proteingewicht	117kDa
Versand	Eisbeutel