


Anti-Kif5B Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P33176

Artikelnummer: CM0003445



Einführung

KIF5B Kaninchen-mAb, validiert für WB, IF-P, ELISA. Detektiert endogenes KIF5B in Mensch, Maus, Ratte. Ideal für Forschung zur Kinesin-1-Motorfunktion, mitochondrialem/lysosomalem Transport und Axonverlängerung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF5B Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3799
GenID	3799
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem KIF5B (NP_004512.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33176
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eisbeutel