

Anti-Kif5B Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P33176

Artikelnummer: CM0017874



Einführung

KIF5B Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in Human-, Maus- und Rattenproben validiert ist. Ziel ist die Kinesin-1-Schwerkette für Motorprotein- und intrazellulären Transportforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIF5B Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KNS; KINH; KNS1; UKHC; HEL-S-61; KIF5B
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3799
GeneID	3799
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 650-770 des humanen KIF5B (NP_004512.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P33176
Proteingewicht	110kDa
Versand	Eistasche