

Anti-Kif7 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q2M1P5

Artikelnummer: CM0021489



Einführung

KIF7 Kaninchen-polyklonaler Antikörper für WB- und ELISA-Anwendungen. Hergestellt gegen rekombinantes humanes KIF7 (aa1044-1343). Detektiert ein 151 kDa Protein. Kreuzreagiert mit Human. Ideal für Studien zur Hedgehog-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	KIF7 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	ACLS, AGBK, HLS2, MMEDF, JBTS12, UNQ340, KIF7
Spezies	Human
GenID (Human)	374654
GenID	374654
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1044-1343 von humanem KIF7 (NP_940927.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	Q2M1P5
Proteingewicht	151 kDa
Versand	Eisbeutel