

## Anti-Kifap3 Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q92845

Artikelnummer: CM0010902

### Einführung

KIFAP3 Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, ELISA in Human, Maus, Ratte. Zielt auf Kinesin-assoziiertes Protein 3, essentiell für Chromosomenbewegung und Spindelverankerung. Ideal für Zellteilung und Motorprotein-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KIFAP3 Kaninchen mAb                                                                                                            |
| Bemerkungen/Alias | FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190I16.1; KIFAP3                                                                     |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                          |
| GenID (Mensch)    | 22920                                                                                                                           |
| GenID             | 22920                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 675-792 von menschlichem KIFAP3 (Q92845) entspricht |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                       |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                          |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | Q92845                                                                                                                          |
| Proteingewicht    | 91kDa                                                                                                                           |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                       |