

Anti-Kifap3 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q92845

Artikelnummer: CM0027228

Einführung

Anti-KIFAP3 kaninchenpolyklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit humanem, murinem und rattem KIFAP3, das an der Chromosomenbewegung beteiligt ist. Ideal für Forschung zum Zellzyklus und zur Mitose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIFAP3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	FLA3; KAP3; SMAP; KAP-1; KAP-3; Smg-GDS; dj190i16.1; KIFAP3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	22920
GenID	22920
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 1-200 von humanem KIFAP3 (NP_055785.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q92845
Proteingewicht	91kDa
Versand	Eisbeutel