

Anti-Kifc1 Polyklonale Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bw19

Artikelnummer: CM0029686



Einführung

KIFC1 Kaninchen pAb ist ein polyklonaler Antikörper validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ziel ist das humane KIFC1 (HSET), ein zum Minus-Ende gerichtetes Motorprotein, das für die Spindelbildung essenziell ist. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIFC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Spezies	Mensch
GenID	3833
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BW19
Proteinmasse	74kDa
Versand	Eisbeutel