

Anti-Kifc1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc, If, Elisa - Q9Bw19

Artikelnummer: CM0003410



Einführung

CamelBio liefert monoklonale Anti-KIFC1-Kaninchenantikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und murines KIFC1. Essenziell für die Forschung zur Zellteilung und zu Motorproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIFC1 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	HSET; KNSL2; KIFC1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3833
Gen-ID	3833
Immunogen	Synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem KIFC1 (Q9BW19)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q9BW19
Proteingewicht	74 kDa
Versand	Kühlakku