


Anti-Kifc3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Bvg8

Artikelnummer: CM0030201



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches KIFC3, validiert für WB und ELISA. Reagiert mit menschlichem und Ratten-KIFC3, einem Mikrotubulus-Motorprotein zum Minus-Ende, das am apikal gerichteten Transport und der Erhaltung der Zonula Adherens beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIFC3 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	KIFC3
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3801
Gen-ID	3801
Immunogen	Rekombinantes Protein / Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 140-390 des menschlichen KIFC3 (NP_005541.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q9BVG8
Proteinmasse	93 kDa
Versand	Eisbeutel