

Anti-Kinesin Light Chain 1 (Klc1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q07866

Artikelnummer: CM0031062



Einführung

KLC1 Kaninchen pAb erkennt menschliches, murines und rattes KLC1 (UniProt Q07866), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Ein Kinesin-Motorprotein, das am Organelltransport beteiligt ist, ideal für Neurowissenschaften und Forschung zum intrazellulären Transport.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kinesin light chain 1 (KLC1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin light chain 1 (KLC1)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3831
GenID	3831
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 261-560 des menschlichen Kinesin light chain 1 (KLC1) (NP_005543.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q07866
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel