

Anti-Kinesin-Leichtkette 1 (Klc1) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q07866

Artikelnummer: CM0002446



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen Kinesin-Leichtkette 1 (KLC1) für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Ratte. Ideal für Studien zum Organellentransport und Mikrotubuli-Motorproteinen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kinesin-Leichtkette 1 (KLC1) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	KLC; KNS2; KNS2A; Kinesin-Leichtkette 1 (KLC1)
Spezies	Human
GeneID (human)	3831
GeneID	3831
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 der humanen Kinesin-Leichtkette 1 (KLC1) (Q07866) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Ratte
SWISS	Q07866
Proteingewicht	65kDa
Versand	Eisbeutel