


Anti-Kininogen 1 (Kng1) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb - P01042

Artikelnummer: CM0013444



Einführung

Polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Kininogen 1 (KNG1), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-Kininogen; 72 kDa. Ideal für Studien zu Gerinnung, Bradykinin und Entzündung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Kininogen 1 (KNG1) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BK; HK; BDK; KNG; HAE6; HMWK; Kininogen 1 (KNG1)
Spezies	Human
GeneID (human)	3827
GeneID	3827
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 148-427 von humanem Kininogen 1 (NP_000884.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P01042
Proteingewicht	72kDa
Versand	Eistasche