


Anti-Kir2DL2/Kir2DL3 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Fc, Elisa - P43628

Artikelnummer: CM0012737



Einführung

Rekombinanter kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes KIR2DL2/KIR2DL3, geeignet für WB, IF/ICC, FC und ELISA. Erkennt einen hemmenden Rezeptor der natürlichen Killerzellen für HLA-C-Liganden, exprimiert auf NK-Zellen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIR2DL2/KIR2DL3 Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; Killer Cell Immunoglobulin-like Receptor 2DL3; KIR2DL2/KIR2DL3
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3803/3804
Gen-ID	3803/3804
Immunogen	Rekombinantes Protein (Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-245 von humanem KIR2DL3 (NP_056952.2) entspricht)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P43628
Proteingewicht	27kDa/37kDa/38kDa
Versand	Eisbeutel