


Anti-Kir2DL3 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P43628

Artikelnummer: CM0022141



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes KIR2DL3, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Geeignet für Studien zu NK-Zellrezeptoren und Immun-Checkpoint-Forschung. Kreuzreagiert mit Human und Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIR2DL3 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	p58, NKAT, GL183, NKAT2, CD158b, KIR2DL, NKAT2A, NKAT2B, CD158B2, KIR-K7b, KIR-K7c, KIR2D55, KIRCL23, KIR-023GB, KIR2DL3
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3804
GenID	3804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 22-245 von humanem KIR2DL3 (NP_056952.2) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P43628
Proteingewicht	38kDa
Versand	Eisbeutel