

Anti-Kir2DL4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q99706

Artikelnummer: CM0012909



Einführung

KIR2DL4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper (Q99706) validiert für WB, ELISA. Erkennt humanes, murines, Ratten-KIR2DL4, einen Rezeptor für nicht-klassisches HLA-G. Ideal für die Erforschung von NK-Zell-Signalwegen und der mütterlich-fetalen Immunologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIR2DL4 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	G9P; CD158D; KIR103; KIR-2DL4; KIR103AS; KIR-103AS; KIR2DL4
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3805
Gen-ID	3805
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 22-242 des humanen KIR2DL4 (NP_002246.5) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q99706
Proteinmasse	41 kDa
Versand	Eisbeutel