


## Anti-Kir3DL1 Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43629

Artikelnummer: CM0023405



### Einführung

Anti-KIR3DL1 polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Zielt auf die menschliche Killerzell-Immunglobulin-ähnliche Rezeptor 3DL1 ab, kreuzreagiert mit Maus, Molekulargewicht 49 kDa. Ideal für Studien zu NK-Zellen und Immunrezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                     |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | KIR3DL1 Kaninchen pAb                                                                                                                                    |
| Bemerkungen/Aliase | KIR; NKB1; NKAT3; NKB1B; NKAT-3; CD158E1; KIR2DL5B; KIR3DL1/S1; KIR3DL1                                                                                  |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                   |
| Gen-ID (Mensch)    | 3811                                                                                                                                                     |
| Gen-ID             | 3811                                                                                                                                                     |
| Immunogen          | Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-222 des menschlichen KIR3DL1 (NP_037421.2) enthält |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                                |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                   |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                                |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus                                                                                                                                             |
| SWISS              | P43629                                                                                                                                                   |
| Proteinmasse       | 49kDa                                                                                                                                                    |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                                |