

## Polyklonaler Anti-Kir3DL3-Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N743

Artikelnummer: CM0015637

### Einführung

Polyklonaler Anti-KIR3DL3-Kaninchenantikörper, validiert für WB-, IHC-P- und ELISA-Anwendungen. Erkennt humanes, murines und Ratten-KIR3DL3, einen inhibitorischen Rezeptor auf NK-Zellen. Ideal für die Immunzell- und Onkologieforschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter           | Wert                                             |
|---------------------|--------------------------------------------------|
| Produktname         | KIR3DL3-Kaninchen-pAb                            |
| Bezeichnungen/Alias | KIR44; KIRC1; CD158Z; KIR3DL7; KIR2DL5B; KIR3DL3 |
| Art                 | Mensch                                           |
| Gen-ID (Mensch)     | 115653                                           |
| Gen-ID              | 115653                                           |
| Immunogen           | Rekombinantes Protein                            |
| Quelle              | Kaninchen                                        |
| Kategorie           | Polyklonale Antikörper                           |
| Anwendung           | WB, IHC-P, ELISA                                 |
| Kreuzreaktivität    | Mensch, Maus, Ratte                              |
| SWISS               | Q8N743                                           |
| Proteingewicht      | 45 kDa                                           |
| Versand             | Kühlbeutel                                       |