

Anti-Kir3Ds1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q14943

Artikelnummer: CM0025098

Einführung

Der KIR3DS1-Kaninchen-pAb erkennt den NK-Zell-Rezeptor CD158E2 bei Mensch, Maus und Ratte. Validiert für Western Blot, Immunhistochemie und ELISA. Unterstützt Studien zur angeborenen Immunität und MHC-Klasse-I-Rezeptoren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIR3DS1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	KIR-G1, NKAT10, CD158E2, NKAT-10, KIR-123FM, KIR3DS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3813
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die Aminosäuren 80-340 von menschlichem KIR3DS1 (NP_001077008.1) umfasst
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14943
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel