

Anti-Kirrel Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q96J84

Artikelnummer: CM0013109

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KIRREL (NEPH1), validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Podozytenbiologie und die Erforschung der glomerulären Filtrationsbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KIRREL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	NEPH1; KIRREL; NPHS23
Spezies	Human
GeneID (Human)	55243
GeneID	55243
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 17-200 von humanem KIRREL (NP_060710.3) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q96J84
Proteingewicht	84kDa
Versand	Eistasche