


## Anti-Kiss1R Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q969F8

Artikelnummer: CM0025252



### Einführung

Dieser KISS1R Kaninchen-polyklonale Antikörper (43kDa) detektiert humanes, Maus- und Rattenprotein. Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ideal für Reproduktionsbiologie und GPCR-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KISS1R Kaninchen pAb                                                                                                  |
| Bemerkungen/Alias | HH8; CPPB1; GPR54; AXOR12; KISS-1R; HOT7T175; KISS1R                                                                  |
| Spezies           | Human                                                                                                                 |
| GeneID            | 84634 (Human)                                                                                                         |
| Immunogen         | Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 des humanen KISS1R (NP_115940.2) entspricht |
| Herkunft          | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                              |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                    |
| SWISS             | Q969F8                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 43kDa                                                                                                                 |
| Versand           | Eistasche                                                                                                             |