


Anti-Kitlg-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Artikelnummer: CM0030740



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KITLG (SCF, MGF). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA; reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Für die Forschung in Stammzellbiologie, Hämatopoese und Krebsignalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KITLG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SF; MGF; SCF; SLF; DCUA; FPH2; FPHH; KL-1; Kitl; WS2F; SHEP7; DFNA69; KITLG
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	4254
GenID	4254
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P21583
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eisbeutel