


Anti-Kitlg Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P21583

Artikelnummer: CM0019098



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes KITLG (SCF/c-Kit Ligand). Validiert in WB, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus. Für hämatopoetische, entwicklungsbiologische und onkologische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	KITLG Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	SF, MGF, SCF, SLF, DCUA, FPH2, FPHH, KL-1, Kitl, WS2F, SHEP7, DFNA69, KITLG
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	4254
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 26-214 von humanem KITLG (NP_000890.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P21583
Proteingewicht	31kDa
Versand	Eistasche