

## Polyklonaler Anti-Klb-Antikörper Für Wb, Elisa - Q86Z14

Artikelnummer: CM0015857



### Einführung

KLB-Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA, detektiert humanes, murines und Ratten-Beta-Klotho (KLB). Rekombinantes Protein-Immunogen, 120 kDa, geeignet zur Untersuchung der FGF21-Signalübertragung und des Gallensäurestoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KLB-Kaninchen-pAb                                                                                                     |
| Bemerkungen/Alias | BKL; KLB                                                                                                              |
| Art               | Mensch                                                                                                                |
| Gen-ID (Mensch)   | 152831                                                                                                                |
| Gen-ID            | 152831                                                                                                                |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 720-990 des humanen KLB (NP_783864.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                             |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                   |
| SWISS             | Q86Z14                                                                                                                |
| Proteingewicht    | 120 kDa                                                                                                               |
| Versand           | Kühlakku                                                                                                              |