

## Anti-Klc2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H0B6

Artikelnummer: CM0022455



### Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches KLC2 (Kinesin leichte Kette 2) gerichtet ist, kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für WB und ELISA, ideal für Forschung zu mikrotubulusbasiertem Organelltransport und Lysosomenpositionierung bei Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                             |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | KLC2 Kaninchen pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen/Alias | KLC2; SPOAN                                                                                                                      |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                           |
| Gen-ID (Mensch)   | 64837                                                                                                                            |
| Gen-ID            | 64837                                                                                                                            |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-90 von menschlichem KLC2 (NP_073733.1) entspricht. |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                        |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                           |
| Anwendung         | WB, ELISA                                                                                                                        |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                              |
| SWISS             | Q9H0B6                                                                                                                           |
| Proteingewicht    | 69kDa                                                                                                                            |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                        |